



Другие примеры использования дифрактометра Дифрей на глиноземных заводах:

1. *Возможность количественного и полуколичественного определения содержания* в нефелиновых и бокситовых спеках основных фаз ело ной ал минатной и двухкальциевого силиката в - и α - модификациях, кальциевых ал минатов, ал моферритов и натрокальциевых силикатов.

2. *Контроль химического извлечения Na_2O и Al_2O_3*

~~Возможность~~

~~Контроль~~

3. *Контроль процессов глубокого обескремнивания алюминатных растворов и регенерации гидрогранатового лама. По содержани гидрокарбоал мината кальция, гидрограната, углекислого кальция определяется активность кальциевых реагентов, подаваемых на глубокое обескремнивание ал минатных растворов.*

озможно методи еское сопровождение тих методов анализа сотрудниками АО «Нау ные приборы».